

## BOTELLA DE REACTIVO DE PLÁSTICO, BOCA ESTRECHA - 1000ML



**SKU:** B-01-21-0111-0103 | **Categorías:** [Botellas de laboratorio](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de plástico de laboratorio](#), [Material plástico de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Modelo</b>	<b>Código Sku</b>	<b>Tamaño disponible ml</b>	<b>Material</b>
BellVid-RBotellaPBE-125	B-01-21-0111-0100	125	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-250	B-01-21-0111-0101	250	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-500	B-01-21-0111-0102	500	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-1000	B-01-21-0111-0103	1000	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-2000	B-01-21-0111-0104	2000	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-5000	B-01-21-0111-0105	5000	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-10000	B-01-21-0111-0106	10000	polipropileno

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO