

## BOTELLA DE VIDRIO DE LABORATORIO GL45



- Diseño de conexión de 3 vías patentado (M429664)
- Prevención de contaminación cruzada mediante la filtración en un solo paso
- Resistente a disolventes orgánicos, esterilizable en autoclave

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#), [Accesorios](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Botella de vidrio de laboratorio de 3500 ml**

- Número de catálogo: 197000-60-3500
- Tapa: tapa de succión GL45
- Incremento graduado: 100 ml
- Lengüeta de la manguera: ID6 (1/4 pulgada)
- Esterilizable en autoclave: sí

### **1000 ml, botella de vidrio de laboratorio**

- Número de catálogo: 197000-60-1000
- Tapa: tapa de succión GL45
- Incremento graduado: 100 ml
- Lengüeta de la manguera: ID6 (1/4 pulgada)
- Esterilizable en autoclave: sí

### **500 ml, botella de vidrio de laboratorio**

- Número de catálogo: 197000-60-500
- Tapa: tapa de succión GL45
- Incremento graduado: 100 ml.
- Lengüeta de la manguera: ID6 (1/4 pulgada)
- Esterilizable en autoclave: sí

### **Información sobre pedidos**

197000-60	Tapa de succión para botella GL45
97000-60-500	Botella de almacenamiento GL45 de 500 ml con tapón de succión

197000-60-1000

Botella de almacenamiento GL45 de 1000 ml con tapón de succión

197000-60-3500

Botella de almacenamiento GL45 de 3500 ml con tapón de succión

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO