

BOTELLA DISPENSADORA 250ML -H-3398



SKU: H-3398 | **Categorías:** [Dispensadores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Botella dispensadora, polietileno; Capacidad: 8 oz (250 ml)

Las botellas elásticas fáciles de apretar proporcionan excelentes unidades dispensadoras a prueba de fugas. Se puede lograr una velocidad de flujo más grande recortando la punta del dispensador.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO