

## BOTELLA DISPENSADORA 500ML -H-3399



**SKU:** H-3399 | **Categorías:** [Dispensadores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Botella dispensadora, polietileno; Capacidad: 16 oz (500ml)

Las botellas elásticas fáciles de apretar proporcionan excelentes unidades dispensadoras a prueba de fugas. Se puede lograr una velocidad de flujo más grande recortando la punta del dispensador.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO