

## BOTELLA TAPA AZUL CON ROSCA BELLTRONIC DE 100 ML DE VIDRIO BOROSILICATO 3.3, BELLBOTAZUL-100ML



**SKU:** B-01-47-1002-0000 | **Categorías:** [Frascos](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Código SKU	Capacidad (ml)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	GL	Embalaje
BellBotAzul-100ml	B-01-47-1002-0000	100ml	56	100	45	10 unidades/internas, 8*10 unidades/ctn
BellBotAzul-250ml	B-01-47-1002-0001	250ml	70	138	45	10 unidades/ interior, 6*10 unidades/ctn
BellBotAzul-500ml	B-01-47-1002-0002	500ml	86	176	45	10 piezas/internas, 4*10 c/u/ctn
BellBotAzul-1000ml	B-01-47-1002-0003	1000ml	101	225	45	10 piezas/internas, 2*10 cada una/ctn

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO