

## BOTELLAS AUTOMÁTICAS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aplicaciones Especiales](#), [Filtros de tapa de botella estériles desechables](#), [Productos Sterlitech](#), [Sistemas de filtros desechables estériles](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### BOTELLAS AUTOFIL

Para complementar el sistema de filtración de laboratorio Autofil™, Sterlitech ofrece una línea de botellas de almacenamiento especialmente diseñadas.

**Estas botellas tienen las siguientes características para que sean ideales para su uso en microbiología y ciencias de la vida:**

- Forma de botella ergonómica y empuñaduras moldeadas
- Tapón de botella SECUREgrasp™
- Resistente a gases e impactos.
- Convenientemente vendido preesterilizado
- Disponible en poliestireno (PS), PETG y policarbonato (PC)

Información Sobre Pedidos

### Aplicaciones

**Las botellas de Autofil se pueden usar para almacenar:**

- Tampones
- Soluciones
- Medios de cultivo de tejidos
- Medios microbiológicos
- Otros medios biológicos

Características

### Características y Beneficios:

- Marcas de graduación fáciles de leer.
- Disponible en múltiples materiales para proporcionar una excelente compatibilidad química.
- La tapa de botella SECUREgrasp™ maximiza la facilidad de manejo y etiquetado.

Especificaciones

<b>Botellas Auto Fill™</b>	
Volumen de la botella (ml)	250, 500, 1000
Material de la botella	Poliestireno, PETG o policarbonato
Esterilización	Irradiación gamma
<b>Botellas de cultivo celular</b>	
Volumen de la botella (ml)	250, 500, 1000
Material de la botella	Poliestireno, PETG o policarbonato
Esterilización	Ninguna

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO