

## BRAZO DE ENTRENAMIENTO DE PRESIÓN ARTERIAL BELL-BEPA-57



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Serie de Enseñanza Médica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Brazo de Entrenamiento de Presión Arterial Bell-

BEPA-57[/vc\_column\_text][[/vc\_column][[/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Brazo de entrenamiento de presión arterial

- Producto No: Bell-BEPA-57

- Material: PVC

- Descripción: El modelo es adecuado para enseñar y ejercitar habilidades de presión arterial. Se pueden ajustar los valores de presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y frecuencia del pulso. El ajuste de la presión arterial es exacto a 1 mm Hg.

- Embalaje: 1pcs / carton, 78x22x15cm, 5kgs[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][[/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO