

BUSCADOR/ILUMINADOR PORTÁTIL DE VENAS



Características:

- Color: 5 colores ajustables.
- Brillo: brillo de 3 grados ajustable.
- Tamaño: 3 tipos de tamaños de imagen.
- Modo: Modelo normal y modo mejorado.
- Inversa: Permite a los médicos destacar las venas o el tejido circundante.

SKU: BellResaltVena-300 | **Categorías:** [Transluminador UV-buscador de venas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El iluminador de venas proyecta una luz cercana al infrarrojo (sin radiación) que es absorbida por la sangre y reflejada por el tejido circundante, y esta información es capturada y procesada, finalmente proyectada en tiempo real directamente sobre la superficie de la piel.

Proporciona una imagen precisa en tiempo real del patrón superficial del paciente sobre la piel del paciente.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO