

BUSCADOR PORTÁTIL DE VENAS INFRARROJAS



Características:

- Compacto y ligero, puede agarrar una mano
- Dos tipos de modos de imagen: azul y blanco, rojo y verde, con un solo clic cambiando libremente
- Sin apoyo, sin restricciones ambientales de uso
- Optimización del rendimiento de la imagen, brillo ajustable, alta precisión
- Luz fría médica, segura para tus ojos
- Función de reposo, operación más cómoda

SKU: BellResaltVena-260 | **Categorías:** [Transluminador UV-buscador de venas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Puede ayudar al personal médico a encontrar y localizar venas de manera rápida y precisa durante la transfusión venosa. Tiene una ayuda significativa en pacientes con dificultades de posicionamiento vascular, como niños pequeños, obesidad, tejido inflamado, piel vellosa, piel oscura, hipovolemia, etc.

Modelo	BellResaltVena-260
Distancia de proyección	290 ~ 310 mm
Proyección de luz	300 ~ 1000lux
Longitud de onda de luz	750 ~ 980nm
Batería	Batería de litio recargable
Poder	DC 3.0 ~ 4.2V
Tiempo de trabajo de la batería	≥1 hora
Tamaño del paquete (W * D * H)	220 * 180 * 140 mm
Peso bruto	2kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO