


## LT10ML XL PUNTA DE BOLSA DE BAJA ADSORCIÓN, INCOLORA B-CONSER10-C04



Las nuevas puntas de la serie CLT pueden combinarse con la mayoría de las marcas de pipetas monocanales y multicanales, proporcionando una garantía fiable para el éxito de los experimentos de la mayoría de los experimentadores. El diseño alargado de toda la gama de productos, a la vez que facilita el muestreo en profundidad, puede minimizar la contaminación y proteger la pipeta.

**SKU:** BP-01-60-0100-0104 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Características** - Material de polipropileno (PP) de grado médico importado, en línea con las normas USP Clase-VI - Aplicación de las especificaciones del sistema de calidad de la FDA, y los residuos de la pared están en el nivel avanzado de la industria - La pared interior es lisa para reducir los residuos de líquidos y garantizar la precisión de la absorción de líquidos - Producción automática en un avanzado taller de purificación de nivel 100.000 y estricto control de calidad para garantizar que los productos estén libres de pirógenos, endotoxinas, DNasa y RNasa - Tecnología de lijado y moldeo ultrafino, no se requiere ningún agente desmoldante para el desmoldeo, lo que garantiza una mejor calidad del producto - Rango de tolerancia a la temperatura: -80°C-121°C, sin deformación después de alta temperatura y alta presión - Innovadora tecnología de pared fina para aumentar la flexibilidad del producto y mejorar la eficiencia de la transferencia de calor - Disponible en especificaciones de embalaje de bolsa y caja; modelos convencionales, modelos de filtro y modelos de baja adsorción están disponibles para satisfacer plenamente las necesidades de los diferentes clientes

**Punta ordinaria CLT** -Elección económica, punta de alta calidad, ampliamente utilizada, satisfaciendo las necesidades diarias de pipeteo, diseño alargado, puede penetrar profundamente en el fondo de un recipiente largo y estrecho. Adecuada para el pipeteo diario y para pruebas y muestras no críticas

**Punta filtrante CLT** -La mejor opción para un pipeteo seguro en el laboratorio, el elemento filtrante está hecho de polietileno hidrofóbico de alta calidad, que puede prevenir eficazmente la contaminación de la varilla de la punta de la pipeta por aerosoles y líquidos -Es muy adecuado para los experimentos de amplificación de ácidos nucleicos, la transferencia de muestras radiactivas o marcadas con isótopos, muestras volátiles o corrosivas, y muestras de pruebas críticas. No sólo garantiza la precisión de los resultados experimentales, sino que también protege eficazmente el equipo y los investigadores. Seguridad

**Puntas de baja absorción CLT** -La superficie hidrofóbica puede maximizar el rendimiento del pipeteo, reducir los residuos de la muestra y ahorrar costosos reactivos -Adecuadas para la transferencia de muestras viscosas, reactivos caros, muestras de pequeño volumen, muestras que contienen surfactantes, muestras de proteínas y ADN, etc.

**Especificaciones:**

| Codigo de producto | Codigo Sku         | Nombre del producto                             | Especificaciones del embalaje     | Unidad | Cantidad de piezas completas |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| B-ConSer10-C01     | BP-01-60-0100-0100 | LT10µL Bolsa de puntas XL, básica, transparente | 1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón  | Caja   | 10000                        |
| B-ConSer10-C03     | BP-01-60-0100-0101 | LT10µL XL punta estéril en caja, transparente   | 96 unidades/caja, 50 cajas/cartón | Caja   | 4800                         |

| <b>Codigo de producto</b> | <b>Codigo Sku</b>  | <b>Nombre del producto</b>                                                   | <b>Especificaciones del embalaje</b> | <b>Unidad</b> | <b>Cantidad de piezas completas</b> |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| B-ConSer10-C07            | BP-01-60-0100-0102 | Cartucho filtrante LT10 $\mu$ L XL punta de bolsa, incoloro                  | 1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón     | Caja          | 10000                               |
| B-ConSer10-C08            | BP-01-60-0100-0103 | Cartucho filtrante LT10 $\mu$ L XL, punta estéril, incoloro                  | 96 unidades/caja, 50 cajas/cartón    | Caja          | 4800                                |
| B-ConSer10-C04            | BP-01-60-0100-0104 | LT10 $\mu$ L XL punta de bolsa de baja adsorción, incolora                   | 1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón     | Caja          | 10000                               |
| B-ConSer10-C06            | BP-01-60-0100-0105 | LT10 $\mu$ L XL punta estéril de baja absorción, incolora                    | 96 unidades/caja, 50 cajas/cartón    | Caja          | 4800                                |
| B-ConSer10-C09            | BP-01-60-0100-0106 | Cartucho filtrante LT10 $\mu$ L XL de baja adsorción punta estéril, incoloro | 96 unidades/caja, 50 cajas/cartón    | Caja          | 4800                                |
| B-ConSer20-C07            | BP-01-60-0100-0107 | Cartucho filtrante LT20 $\mu$ L XL punta de bolsa, incoloro                  | 1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón     | Caja          | 10000                               |
| B-ConSer20-C08            | BP-01-60-0100-0108 | Cartucho filtrante LT20 $\mu$ L XL, punta estéril, incoloro                  | 96 unidades/caja, 50 cajas/cartón    | Caja          | 4800                                |
| B-ConSer20-C09            | BP-01-60-0100-0109 | Cartucho filtrante LT20 $\mu$ L XL de baja adsorción punta estéril, incoloro | 96 unidades/caja, 50 cajas/cartón    | Caja          | 4800                                |
| B-ConSer200-C01           | BP-01-60-0100-0110 | Bolsa de puntas Basic LT200 $\mu$ L XL, transparente                         | 1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón     | Caja          | 10000                               |
| B-ConSer200-C03           | BP-01-60-0100-0111 | LT200 $\mu$ L XL punta estéril en caja, transparente                         | 96 unidades/caja, 50 cajas/cartón    | Caja          | 4800                                |
| B-ConSer200-C07           | BP-01-60-0100-0112 | Cartucho filtrante LT200 $\mu$ L XL punta de bolsa, incoloro                 | 1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón     | Caja          | 10000                               |
| B-ConSer200-C08           | BP-01-60-0100-0113 | Cartucho filtrante LT200 $\mu$ L XL, punta estéril, incoloro                 | 96 unidades/caja, 50 cajas/cartón    | Caja          | 4800                                |
| B-ConSer200-C04           | BP-01-60-0100-0114 | LT200 $\mu$ L XL punta de bolsa de baja adsorción, incolora                  | 1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón     | Caja          | 10000                               |
| B-ConSer200-C06           | BP-01-60-0100-0115 | Caja de baja absorción LT200 $\mu$ L XL punta estéril, incolora              | 96 unidades/caja, 50 cajas/cartón    | Caja          | 4800                                |

| <b>Codigo de producto</b> | <b>Codigo Sku</b>  | <b>Nombre del producto</b>                                                        | <b>Especificaciones del embalaje</b> | <b>Unidad</b> | <b>Cantidad de piezas completas</b> |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| B-ConSer200-C09           | BP-01-60-0100-0116 | Cartucho filtrante<br>LT200µL XL de baja<br>adsorción punta estéril,<br>incoloro  | 96 unidades/caja, 50<br>cajas/cartón | Caja          | 4800                                |
| B-ConSer1000-C01          | BP-01-60-0100-0117 | Bolsa de puntas Basic<br>LT1000µL XL,<br>transparente                             | 1000pcs/ bolsa, 10<br>bolsas/cartón  | Caja          | 10000                               |
| B-ConSer1000-C03          | BP-01-60-0100-0118 | LT1000µL XL punta<br>estéril en caja,<br>transparente                             | 96 unidades/caja, 50<br>cajas/cartón | Caja          | 4800                                |
| B-ConSer1000-C07          | BP-01-60-0100-0119 | Cartucho filtrante<br>LT1000µL XL punta de<br>bolsa, incoloro                     | 1000pcs/ bolsa, 10<br>bolsas/cartón  | Caja          | 10000                               |
| B-ConSer1000-C08          | BP-01-60-0100-0120 | Cartucho filtrante<br>LT1000µL XL, punta<br>estéril, incoloro                     | 96 unidades/caja, 50<br>cajas/cartón | Caja          | 4800                                |
| B-ConSer1000-C04          | BP-01-60-0100-0121 | LT1000µL XL punta de<br>bolsa de baja adsorción,<br>incolora                      | 1000pcs/ bolsa, 10<br>bolsas/cartón  | Caja          | 10000                               |
| B-ConSer1000-C06          | BP-01-60-0100-0122 | LT1000µL XL punta<br>estéril de baja absorción<br>en caja, incolora               | 96 unidades/caja, 50<br>cajas/cartón | Caja          | 4800                                |
| B-ConSer1000-C09          | BP-01-60-0100-0123 | Cartucho filtrante<br>LT1000µL XL de baja<br>adsorción punta estéril,<br>incoloro | 96 unidades/caja, 50<br>cajas/cartón | Caja          | 4800                                |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO