


CARTUCHO FILTRANTE LT1000ML XL DE BAJA ADSORCIÓN PUNTA ESTÉRIL, INCOLORO CLT B-CONSER1000-C09



Las nuevas puntas de la serie CLT pueden combinarse con la mayoría de las marcas de pipetas monocanales y multicanales, proporcionando una garantía fiable para el éxito de los experimentos de la mayoría de los experimentadores. El diseño alargado de toda la gama de productos, a la vez que facilita el muestreo en profundidad, puede minimizar la contaminación y proteger la pipeta.

SKU: BP-01-60-0100-0123 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características - Material de polipropileno (PP) de grado médico importado, en línea con las normas USP Clase-VI - Aplicación de las especificaciones del sistema de calidad de la FDA, y los residuos de la pared están en el nivel avanzado de la industria - La pared interior es lisa para reducir los residuos de líquidos y garantizar la precisión de la absorción de líquidos - Producción automática en un avanzado taller de purificación de nivel 100.000 y estricto control de calidad para garantizar que los productos estén libres de pirógenos, endotoxinas, DNasa y RNasa - Tecnología de lijado y moldeo ultrafino, no se requiere ningún agente desmoldante para el desmoldeo, lo que garantiza una mejor calidad del producto - Rango de tolerancia a la temperatura: -80°C-121°C, sin deformación después de alta temperatura y alta presión - Innovadora tecnología de pared fina para aumentar la flexibilidad del producto y mejorar la eficiencia de la transferencia de calor - Disponible en especificaciones de embalaje de bolsa y caja; modelos convencionales, modelos de filtro y modelos de baja adsorción están disponibles para satisfacer plenamente las necesidades de los diferentes clientes

Punta ordinaria CLT -Elección económica, punta de alta calidad, ampliamente utilizada, satisfaciendo las necesidades diarias de pipeteo, diseño alargado, puede penetrar profundamente en el fondo de un recipiente largo y estrecho. Adecuada para el pipeteo diario y para pruebas y muestras no críticas

Punta filtrante CLT -La mejor opción para un pipeteo seguro en el laboratorio, el elemento filtrante está hecho de polietileno hidrofóbico de alta calidad, que puede prevenir eficazmente la contaminación de la varilla de la punta de la pipeta por aerosoles y líquidos -Es muy adecuado para los experimentos de amplificación de ácidos nucleicos, la transferencia de muestras radiactivas o marcadas con isótopos, muestras volátiles o corrosivas, y muestras de pruebas críticas. No sólo garantiza la precisión de los resultados experimentales, sino que también protege eficazmente el equipo y los investigadores. Seguridad

Puntas de baja absorción CLT -La superficie hidrofóbica puede maximizar el rendimiento del pipeteo, reducir los residuos de la muestra y ahorrar costosos reactivos -Adecuadas para la transferencia de muestras viscosas, reactivos caros, muestras de pequeño volumen, muestras que contienen surfactantes, muestras de proteínas y ADN, etc.

Especificaciones:

Codigo de producto	Codigo Sku	Nombre del producto	Especificaciones del embalaje	Unidad	Cantidad de piezas completas
B-ConSer10-C01	BP-01-60-0100-0100	LT10µL Bolsa de puntas XL, básica, transparente	1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón	Caja	10000
B-ConSer10-C03	BP-01-60-0100-0101	LT10µL XL punta estéril en caja, transparente	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800

Codigo de producto	Codigo Sku	Nombre del producto	Especificaciones del embalaje	Unidad	Cantidad de piezas completas
B-ConSer10-C07	BP-01-60-0100-0102	Cartucho filtrante LT10 μ L XL punta de bolsa, incoloro	1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón	Caja	10000
B-ConSer10-C08	BP-01-60-0100-0103	Cartucho filtrante LT10 μ L XL, punta estéril, incoloro	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800
B-ConSer10-C04	BP-01-60-0100-0104	LT10 μ L XL punta de bolsa de baja adsorción, incolora	1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón	Caja	10000
B-ConSer10-C06	BP-01-60-0100-0105	LT10 μ L XL punta estéril de baja absorción, incolora	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800
B-ConSer10-C09	BP-01-60-0100-0106	Cartucho filtrante LT10 μ L XL de baja adsorción punta estéril, incoloro	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800
B-ConSer20-C07	BP-01-60-0100-0107	Cartucho filtrante LT20 μ L XL punta de bolsa, incoloro	1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón	Caja	10000
B-ConSer20-C08	BP-01-60-0100-0108	Cartucho filtrante LT20 μ L XL, punta estéril, incoloro	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800
B-ConSer20-C09	BP-01-60-0100-0109	Cartucho filtrante LT20 μ L XL de baja adsorción punta estéril, incoloro	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800
B-ConSer200-C01	BP-01-60-0100-0110	Bolsa de puntas Basic LT200 μ L XL, transparente	1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón	Caja	10000
B-ConSer200-C03	BP-01-60-0100-0111	LT200 μ L XL punta estéril en caja, transparente	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800
B-ConSer200-C07	BP-01-60-0100-0112	Cartucho filtrante LT200 μ L XL punta de bolsa, incoloro	1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón	Caja	10000
B-ConSer200-C08	BP-01-60-0100-0113	Cartucho filtrante LT200 μ L XL, punta estéril, incoloro	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800
B-ConSer200-C04	BP-01-60-0100-0114	LT200 μ L XL punta de bolsa de baja adsorción, incolora	1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón	Caja	10000
B-ConSer200-C06	BP-01-60-0100-0115	Caja de baja absorción LT200 μ L XL punta estéril, incolora	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800

Codigo de producto	Codigo Sku	Nombre del producto	Especificaciones del embalaje	Unidad	Cantidad de piezas completas
B-ConSer200-C09	BP-01-60-0100-0116	Cartucho filtrante LT200µL XL de baja adsorción punta estéril, incoloro	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800
B-ConSer1000-C01	BP-01-60-0100-0117	Bolsa de puntas Basic LT1000µL XL, transparente	1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón	Caja	10000
B-ConSer1000-C03	BP-01-60-0100-0118	LT1000µL XL punta estéril en caja, transparente	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800
B-ConSer1000-C07	BP-01-60-0100-0119	Cartucho filtrante LT1000µL XL punta de bolsa, incoloro	1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón	Caja	10000
B-ConSer1000-C08	BP-01-60-0100-0120	Cartucho filtrante LT1000µL XL, punta estéril, incoloro	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800
B-ConSer1000-C04	BP-01-60-0100-0121	LT1000µL XL punta de bolsa de baja adsorción, incolora	1000pcs/ bolsa, 10 bolsas/cartón	Caja	10000
B-ConSer1000-C06	BP-01-60-0100-0122	LT1000µL XL punta estéril de baja absorción en caja, incolora	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800
B-ConSer1000-C09	BP-01-60-0100-0123	Cartucho filtrante LT1000µL XL de baja adsorción punta estéril, incoloro	96 unidades/caja, 50 cajas/cartón	Caja	4800

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO