

CABEZAL DE DESTILACIÓN (CABEZAL CLAISEN) INCLINADO CON BOCA ESMERILADA ESTÁNDAR - BELLVID-CCABEZALDIBTE-24/29



SKU: B-01-21-0100-0003 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Varios](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Características de Cabezal de destilación

| Modelo | Código Sku | Boca superior | Boca lateral | Tapón oblicuo | Tapón inferior |
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| BellVid-CCabezalDIBTE-10/19 | B-01-21-0100-0000 | 10/19 | 10/19 | 10/19 | 10/19 |
| BellVid-CCabezalDIBTE-14-23 | B-01-21-0100-0001 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 14/23 |
| BellVid-CCabezalDIBTE-19/26 | B-01-21-0100-0002 | 19/26 | 19/26 | 19/26 | 19/26 |
| BellVid-CCabezalDIBTE-24/29 | B-01-21-0100-0003 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | 24/29 |
| BellVid-CCabezalDIBTE-29/32 | B-01-21-0100-0004 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO