

## CABLE DE TRANSFERENCIA, SERIAL -H-2736.1



**SKU:** H-2736.1 | **Categorías:** [Control de humedad](#), [Curado de cilindros](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

cable de transferencia para conectar una PC a los registradores H-2732 y H-2736

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO