

CABLE DE TRANSFERENCIA, USB -H-2736.2



SKU: H-2736.2 | **Categorías:** [Control de humedad](#), [Curado de cilindros](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un cable de transferencia de datos de PC USB para usar con el registrador de datos H-2736 y H-2732.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO