

CAJA DE ACCESORIOS COMPLETA DEL VENTILADOR DE LA PUERTA CON DG-1000



SKU: N / A | **Categorías:** [Partes y Accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Caja de Accesorios Completa del Ventilador de la Puerta con DG-1000 Información del producto:

Incluye un medidor de presión y flujo DG-1000 y un tablero de medidores, un panel de nylon de un solo ventilador y mangueras.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO