

## CAJA DE INGLETE DIVIDIDA, 1.5 " -HM-3847.15



**SKU:** HM-3847.15 | **Categorías:** [Caja de inglete dividida de 2 partes](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para uso con muestras no alteradas y para el recorte de muestras de suelos cohesivos. Hecho de metal no ferroso.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO