

CAJA DE INGLETE DIVIDIDA, 2.8 " -HM-3847.28



SKU: HM-3847.28 | **Categorías:** [Caja de inglete dividida de 2 partes](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para uso con muestras no alteradas y para el recorte de muestras de suelos cohesivos. Hecho de metal no ferroso.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO