

CAJA DE TRANSPORTE 1L, PARA PRUEBAS



SKU: N / A | **Categorías:** [Medidores de Arrastre de Aire](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Caja de Transporte 1l, para Pruebas
[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Caja de Transporte 1l, para Pruebas
- Prueba de medidor de arrastre de aire, capacidad de 1 litro y 0,75 litros

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO