

CAJA KAJIMA PARA ENSAYOS DE HORMIGÓN



SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón Auto-compactante](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Caja Kajima para Ensayos de

Hormigón[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Caja Kajima para ensayos de hormigón.
- Caja Kajima para ensayos de hormigón Para la determinación del grado de relleno de hormigón
- Caja de plexiglás con base de plástico, embudo y cono de llenado de plástico, altura 500 mm,
- Con barreras para simular el refuerzo (5 filas cada una con 7 barreras)
- Dimensiones: (wxdxh) = 500 x 300 x 300 mm
- Peso: 18.8 kg.[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO