

CAJA-L PARA PRUEBAS DE CONCRETO



SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón Auto-compactante](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Caja-L para Pruebas de Concreto[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Caja-L para pruebas de concreto
- Caja-L para pruebas de concreto EN 12350-10 para la determinación de la fluidez, bloqueo y separación de hormigón.
- Fabricado en acero inoxidable con embudo.
- Tubo y marco para simular el refuerzo.
- Dimensiones: (wxdxh) = 700 x 200 x 600 mm
- Peso: 19,7 kg.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO