

## CAJA PARA CURADO EN TERRENO -H-2970A



**SKU:** H-2970A | **Categorías:** [Cajas de curado](#), [Curado de cilindros](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón, Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La caja de curado de campo ofrece al usuario un enfoque asequible para almacenar, transportar y curar cilindros de prueba de concreto. El cofre está formado por un cofre de polímero y vinilo sellado con cremallera de 24 "x 24" x 14 "(610 x 610 x 356 mm) con espuma aislante de 0.5" (12.7 mm). La unidad puede aceptar hasta nueve cilindros de concreto de 6 "x 12".

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO