

## CAJA PARA MUESTRAS DE LECHADA— H-2838



**SKU:** H-2838 | **Categorías:** [Cemento](#), [Flujo de lechada](#), [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [ASTM C1019-08](#)

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Caja de cartón diseñada para moldear las muestras de ensayo de lechada.

Cada caja forma 4 moldes y también se puede utilizar como un contenedor para transporte / envío.

Con las cajas se obtienen muestras consistentes, prisma idénticas, mientras que el diseño co-arrugado con ranuras retiene la

humedad, simulando muy cercanamente las razones de absorción CMU.

25 cajas por paquete.

Dimensiones totales : 7-1/2" X 7-1/2" X 7" (190 X 190 X

178 MM).

Sección: 3-1/4" x 3-1/4" x 6-3/4" (83 x 83 x 171 mm)

Cumple con la norma ASTM C1019-08

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO