

## CAJAS PARA PREPARACIONES PARA MICROSCOPIOS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios Desechables para Microscopios](#), [Equipos de Disección para Microscopios](#), [Muestras Preparadas para Microscopios](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cajas especialmente diseñadas para ofrecer la máxima protección de sus porta-objetos. La caja de porta-objetos PB.5185 ofrece un índice numerado permanente

### A DESTACAR

- Alta resistencia
- Para 25 o 100 porta-objetos
- Índice incluido
- Interior en plástico o corcho

## MODELOS

## Cajas para preparaciones

MODELOS	Capacidad máxima	Diseño	Material	Interior	Indice	Dimensiones
PB.5181	25 porta-objetos	Con tapa transparente	Plástico negro	Plástico negro	Números impresos en el plástico	32x100x143 mm.
PB.5180	25 porta-objetos	Caja cerrada	Madera	Madera	Interno en papel impreso	35x145x110 mm
PB.5185	100 porta-objetos	Caja cerrada	Plástico negro	Corcho	Interno en papel impreso	30x160x210 mm.

## ESPECIFICACIONES

### Caja de plástico para preparaciones PB.5181

#### Capacidad máxima

25 porta-objetos

#### Diseño

Con tapa transparente

#### Material

Plástico de color negro

#### Indice

Números impresos en el plástico

#### Dimensiones

32x100x143 mm

### Caja de madera para preparaciones PB.5180

#### Capacidad máxima

25 porta-objetos

#### Diseño

Caja cerrada

#### Material

Madera

#### Indice

Interno en papel impreso

#### Dimensiones

35x145x110 mm

### Caja de plástico para preparaciones PB.5185

#### Capacidad máxima

100 porta-objetos

**Diseño**

Caja cerrada

**Material**

Plástico de color negro, interior de corcho

**Indice**

Interno en papel impreso

**Dimensiones**

30x160x210 mm

**Downloads**

[Disposables Ficha Tecnica Inglesdownload](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO