

CAJAS PLÁSTICAS PARA GUARDAR 100 PORTAOBJETOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Cajas plasticas](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material plástico de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código Cotecno	Código SKU	Nombre Del Producto	Capacidad (Portaobjetos)	Imagen
BellCajPlaPor-50	B-01-47-1005-0000	Cajas plásticas para guardar 50 portaobjetos	50 Portaobjetos	
BellCajPlaPor-100	B-01-47-1005-0001	Cajas plásticas para guardar 100 portaobjetos	100 portaobjetos	

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO