

## CALORÍMETRO DE PRUEBA DE LANGAVANT



SKU: N / A | Categorías: [Calorímetro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Calorímetro de prueba de Langavant  
[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del producto:

- Calorímetro de Prueba de Langavant

- Para el método Langavant semi-adiabático incluye certificado de calibración de fábrica.

- Dewar buque 100 dia. x 240 mm

- Dim externa 180 dia. x 400 mm

- Con sensor de temperatura Pt100

- Peso: 4,6 kg.

[/vc\_wp\_text][vc\_column][vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO