

CAMPANA EXTRACTORA DE GAS - MARCA BELLTRONIC



Características:

- Usando tapa de sellado PFA, vida más larga, efecto de tratamiento bien
- Tapa de sellado con clip, fácil de cambiar
- Se adopta una bomba de vacío de chorro de agua especializada, no necesita energía eléctrica
- Diseño de bandeja de goteo, reduce el daño por corrosión de soluciones ácidas
- Tamaño del paquete: 530x350x290 mm
- Peso bruto: 8kg

SKU: BellCamGasExt-01 | **Categorías:** [Digestor y destilador de proteínas y grafito](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO