

CANAL DE PRUEBA DE FLUJO PARA LA LECHADA



SKU: N / A | **Categorías:** [Otros Dispositivos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Canal de Prueba de Flujo para la

Lechada[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Canal de prueba de flujo para lechada
- EN 13395-2
- Diseño acc. a la Asociación Alemana de Hormigón para probar la trabajabilidad de la lechada.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Oscuro. (lxwxh) = 900 x 120 x 350 mm
- Peso: 8,0 kg.[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO