

## CANAL NEUMÁTICO DE ACERO INOXIDABLE -H-24612



**SKU:** H-24612 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El estante deslizante extraíble está perforado para permitir la recolección de muestras de gas en botellas de gas invertidas. Los lados en pendiente permiten anidar. El canal estándar es de construcción de acero inoxidable con bordes de alambre reforzado y tubo de rebose. Las dimensiones son 7 "x 10" x 4 "de profundidad (178 mm x 254 mm x 102 mm).

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO