

## CANASTAS PARA PESO UNITARIO



Código del Producto:

<b>UTC-0603</b>	Canasta para Peso Unitario, de 3 litros
<b>UTC-0607</b>	Canasta para Peso Unitario, de 7 litros
<b>UTC-0610</b>	Canasta para Peso Unitario, de 10 litros
<b>UTC-0615</b>	Canasta para Peso Unitario, de 15 litros
<b>UTC-0630</b>	Canasta para Peso Unitario, de 30 litros

Estándares:

EN 12350-6; ASTM C29, C138



Canastas para Peso Unitario son usadas para determinar el peso por metro cúbico de concreto recién mezclado y concreto compactado.

Fabricadas de acero grueso y robusto cumpliendo con el estándar relacionado. Disponibles en capacidades de 3, 7, 10, 15, y 30 litros según los requerimientos de diferentes estándares. Recubiertas contra la corrosión.

Código del Producto	Dimensiones	Peso (aprox.)
UTC-0603	150x200x200 mm	4.5 kg
UTC-0607	250x180x250 mm	6.5 kg
UTC-0610	250x200x300 mm	8.5 kg
UTC-0615	250x300x320 mm	13 kg
UTC-0630	300x360x420 mm	16 kg

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Concreto](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-0603	Canasta para Peso Unitario, de 3 litros	Any SKU / Modelo
	UTC-0607	Canasta para Peso Unitario, de 7 litros	Any SKU / Modelo
	UTC-0610	Canasta para Peso Unitario, de 10 litros	Any SKU / Modelo
	UTC-0615	Canasta para Peso Unitario, de 15 litros	Any SKU / Modelo
	UTC-0630	Canasta para Peso Unitario, de 30 litros	Any SKU / Modelo

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO