

## CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-2-B-2-6)



**SKU:** BV815-2-B-2-6 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Recipientes LennBag](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Presión máxima bar	10.3
Temperatura máxima de °C	260
Temperatura máxima de °F	500
Flujo gpm	90
Flujo m <sup>3</sup> /día	20.45
Material	316 SS
Tamaño de la bolsa	1

### Dimensiones / Pesos

Entrada pulgada	2 BSP
Salida pulgadas	2 BSP
Profundidad de la cesta	15

- [Descargar ficha técnica](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO