

CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-2-B-2-C)



SKU: BV815-2-B-2-C | **Categorías:** [Filtros de sedimentos](#), [LennDepth](#), [Lenntech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Presión máxima bar	10.3
Temperatura máxima de °C	260
Temperatura máxima de °F	500
Flujo gpm	90
Flujo m3/día	20.45
Material	Acero carbono
Tamaño de la bolsa	1

Dimensiones / Pesos

Entrada pulgada	2 BSP
Salida pulgadas	2 BSP
Profundidad de la cesta	15

- [Descargar ficha técnica](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO