

## CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-2-B-3-4)



**SKU:** BV815-2-B-3-4 | **Categorías:** [Filtros de sedimentos](#), [LennDepth](#), [Lenntech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Presión máxima bar	10.3
Temperatura máxima de °C	260
Temperatura máxima de °F	500
Flujo gpm	90
Flujo m <sup>3</sup> /día	20.45
Material	304 SS
Tamaño de la bolsa	1

### Dimensiones / Pesos

Entrada inch	2 BSP
Salida pulgadas	2 BSP
Profundidad de la cesta	15

- [Descargar ficha técnica](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO