

CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-2-DN-1-6)



SKU: BV815-2-DN-1-6 | **Categorías:** [Filtros de sedimentos](#), [Lenndepth](#), [Lenntech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Presión máxima bar	10.3
Temperatura máxima de °C	260
Temperatura máxima de °F	500
Flujo gpm	90
Flujo m ³ /día	20.45
Material	316 SS
Tamaño de la bolsa	1

Dimensiones / Pesos

Entrada pulgada	2 DN Brida
Salida pulgadas	2 DN Brida
Profundidad de la cesta	15

- [Descargar ficha técnica](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO