

## CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-2-DN-1-C)



**SKU:** BV815-2-DN-1-C | **Categorías:** [Filtros de sedimentos](#), [Lenntech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Marca	Profundidad de la cesta
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Presión máxima bar	10.3
Temperatura máxima de °C	260
Temperatura máxima de °F	500
Flujo gpm	90
Flujo m <sup>3</sup> /día	20.45
Material	Acero carbono
Tamaño de la bolsa	1
<b>Dimensiones / Pesos</b>	
Entrada pulgada	2 DN Brida
Salida pulgadas	2 DN Brida
Profundidad de la cesta	15

- [Descargar ficha técnica](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO