

## CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-2-DN-2-6)



**SKU:** BV815-2-DN-2-6 | **Categorías:** [Filtros de sedimentos](#), [Lenndepth](#), [Lenntech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Barra de presión máxima	10.3
Temperatura máxima ° C	260
Temperatura máxima ° F	500
Flujo gpm	90
Caudal m <sup>3</sup> / día	20.45
Material	316 SS
Tamaño de la bolsa	1

### Dimensiones / Pesos

Pulgada de entrada	2 DN Brida
Pulgada de salida	2 DN Brida
Profundidad de la cesta en pulgadas	15

- [Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO