

## CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-2-F-1-C)



**SKU:** BV815-2-F-1-C | **Categorías:** [Filtros de sedimentos](#), [LennDepth](#), [Lenntech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Barra de presión máxima	10.3
Temperatura máxima ° C	260
Temperatura máxima ° F	500
Flujo gpm	90
Caudal m <sup>3</sup> / día	20.45
Material	Acero carbono
Tamaño de la bolsa	1

### Dimensiones / Pesos

Pulgada de entrada	2 brida RF
Pulgada de salida	2 brida RF
Profundidad de la cesta en pulgadas	15

- [Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO