

CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-2-T-1-4)



SKU: BV815-2-T-1-4 | **Categorías:** [Filtros de sedimentos](#), [LennDepth](#), [Lenntech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

| | |
|-----------------------------|---|
| Marca | Carcasas LennBag |
| Tipo | Recipiente de líquido de una sola bolsa |
| Presión máxima psi | 150 |
| Barra de presión máxima | 10.3 |
| Temperatura máxima ° C | 260 |
| Temperatura máxima ° F | 500 |
| Flujo gpm | 90 |
| Caudal m ³ / día | 20.45 |
| Material | 304 SS |
| Tamaño de la bolsa | 1 |

Dimensiones / Pesos

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Pulgada de entrada | 2 casquillos TC |
| Pulgada de salida | 2 casquillos TC |
| Profundidad de la cesta en pulgadas | 15 |

- [Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO