

CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-2-T-3-4)



SKU: BV815-2-T-3-4 | **Categorías:** [Filtros de sedimentos](#), [LennDepth](#), [Lenntech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Barra de presión máxima	10.3
Temperatura máxima ° C	260
Temperatura máxima ° F	500
Flujo gpm	90
Caudal m ³ / día	20.45
Material	304 SS
Tamaño de la bolsa	1

Dimensiones / Pesos

Pulgada de entrada	2 casquillos TC
Pulgada de salida	2 casquillos TC
Profundidad de la cesta en pulgadas	15

- [Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO