

## CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-3-B-1-4)



**SKU:** BV815-3-B-1-4 | **Categorías:** [Filtros de sedimentos](#), [LennDepth](#), [Lenntech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Marca                       | Carcasas LennBag                        |
| Tipo                        | Recipiente de líquido de una sola bolsa |
| Presión máxima psi          | 150                                     |
| Barra de presión máxima     | 10.3                                    |
| Temperatura máxima ° C      | 260                                     |
| Temperatura máxima ° F      | 500                                     |
| Flujo gpm                   | 90                                      |
| Caudal m <sup>3</sup> / día | 20.45                                   |
| Material                    | 304 SS                                  |
| Tamaño de la bolsa          | 1                                       |

### Dimensiones / Pesos

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Pulgada de entrada                  | 3 BSP |
| Pulgada de salida                   | 3 BSP |
| Profundidad de la cesta en pulgadas | 15    |

- [Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO