

CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV830-3-B-3-6)



SKU: BV830-3-B-3-6 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Recipientes LennBag](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Presión máxima bar	10.3
Temperatura máxima de °C	260
Temperatura máxima de °F	500
Flujo gpm	90
Flujo m ³ /día	20.45
Material	316 SS
Tamaño de la bolsa	2

responsive="scroll"

Descargar hoja de datos

[Dimensiones / Pesos](#)

[Especificaciones](#)

Entrada pulgada	3 BSP
Salida pulgadas	3 BSP
Profundidad de la cesta	30

- [Descargar ficha técnica](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO