

CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV830-3-DN-1-4)



SKU: BV830-3-DN-1-4 | **Categorías:** [Recipientes LennBag](#), [Carcasas LennBag](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Marca	Carcasas
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Presión máxima bar	10.3
Temperatura máxima de °C	260
Temperatura máxima de °F	500
Flujo gpm	90
Flujo m ³ /día	20.45
Material	304 SS
Tamaño de la bolsa	2

Dimensiones / Pesos

Entrada pulgada	Brida 3 DN
Salida pulgadas	Brida 3 DN
Profundidad de la cesta	30

- [Descargar ficha técnica](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO