

CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV830-3-F-2-C)



SKU: BV830-3-F-2-C | **Categorías:** [Recipientes LennBag](#), [Carcasas LennBag](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

| | |
|-----------------------------|---|
| Marca | Carcasas LennBag |
| Tipo | Recipiente de líquido de una sola bolsa |
| Presión máxima psi | 150 |
| Barra de presión máxima | 10.3 |
| Temperatura máxima ° C | 260 |
| Temperatura máxima ° F | 500 |
| Flujo gpm | 90 |
| Caudal m ³ / día | 20.45 |
| Material | Acero carbono |
| Tamaño de la bolsa | 2 |

Dimensiones / Pesos

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Pulgada de entrada | 3 brida RF |
| Pulgada de salida | 3 brida RF |
| Profundidad de la cesta en pulgadas | 30 |

- [Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO