

## CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV830-3-N-3-4)



**SKU:** BV830-3-N-3-4 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Recipientes LennBag](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_column\_text]

### Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Barra de presión máxima	10.3
Temperatura máxima ° C	260
Temperatura máxima ° F	500
Flujo gpm	90
Caudal m <sup>3</sup> / día	20.45
Material	304 SS
Tamaño de la bolsa	2
<b>Dimensiones / Pesos</b>	
Pulgada de entrada	3 FNPT
Pulgada de salida	3 FNPT
Profundidad de la cesta en pulgadas	30

- [Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO