

## CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV830-3-T-1-4)



**SKU:** BV830-3-T-1-4 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Recipientes LennBag](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Barra de presión máxima	10.3
Temperatura máxima ° C	260
Temperatura máxima ° F	500
Flujo gpm	90
Caudal m <sup>3</sup> / día	20.45
Material	304 SS
Tamaño de la bolsa	2

### Dimensiones / Pesos

Pulgada de entrada	3 TC Virola
Pulgada de salida	3 TC Virola
Profundidad de la cesta en pulgadas	30

- [Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO