

CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV830-3-T-3-4)



SKU: BV830-3-T-3-4 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Recipientes LennBag](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de pieza: BV830-3-T-3-4

Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Barra de presión máxima	10.3
Temperatura máxima ° C	260
Temperatura máxima ° F	500
Flujo gpm	90
Caudal m3 / día	20.45
Material	304 SS
Tamaño de la bolsa	2

Dimensiones/pesos

Pulgada de entrada	3 TC Virola
Pulgada de salida	3 TC Virola
Profundidad de la cesta en pulgadas	30

- [Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO