

## CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV830-3-T-3-4)



**SKU:** BV830-3-T-3-4 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Recipientes LennBag](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Número de pieza: BV830-3-T-3-4**

### Especificaciones

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Marca                   | Carcasas LennBag                        |
| Tipo                    | Recipiente de líquido de una sola bolsa |
| Presión máxima psi      | 150                                     |
| Barra de presión máxima | 10.3                                    |
| Temperatura máxima ° C  | 260                                     |
| Temperatura máxima ° F  | 500                                     |
| Flujo gpm               | 90                                      |
| Caudal m3 / día         | 20.45                                   |
| Material                | 304 SS                                  |
| Tamaño de la bolsa      | 2                                       |

### Dimensiones/pesos

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Pulgada de entrada                  | 3 TC Virola |
| Pulgada de salida                   | 3 TC Virola |
| Profundidad de la cesta en pulgadas | 30          |

- [Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO