

CARCASA DE FILTRO DE BOLSA MÚLTIPLE (MBV1230-12-30-8-DN-4)



SKU: MBV1230-12-30-8-DN-4 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Lenntech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Marca	Carcasas
Tipo	Recipiente de líquido multibolsas
Presión máxima psi	150
Presión máxima bar	10.3
Temperatura máxima de °C	121
Temperatura máxima de °F	250
Flujo gpm	2400
Flujo m3/día	545.40
Tamaño de la bolsa	2
Dimensiones / Pesos	
Entrada pulgada	Brida 8 DN
Salida pulgadas	Brida 8 DN
Profundidad de la cesta	30

- [Descargar ficha técnica](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO