

## CARCASA DE FILTRO DE BOLSA MÚLTIPLE (MBV430-4-30-6-F-4)



**SKU:** MBV430-4-30-6-F-4 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Lenntech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Marca                               | Carcasas LennBag                  |
| Tipo                                | Recipiente de líquido multibolsas |
| Presión máxima psi                  | 150                               |
| Barra de presión máxima             | 10.3                              |
| Temperatura máxima ° C              | 121                               |
| Temperatura máxima ° F              | 250                               |
| Flujo gpm                           | 600                               |
| Caudal m <sup>3</sup> / día         | 136.35                            |
| Tamaño de la bolsa                  | 2                                 |
| <b>Dimensiones / Pesos</b>          |                                   |
| Pulgada de entrada                  | 6 brida RF                        |
| Pulgada de salida                   | 6 brida RF                        |
| Profundidad de la cesta en pulgadas | 30                                |

- [Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO