

CARCASA DE FILTRO DE BOLSA MÚLTIPLE (MBV430-6-30-8-DN-6)



SKU: MBV430-6-30-8-DN-6 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Lenntech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Marca | Carcasas LennBag |
| Tipo | Recipiente de líquido multibolsas |
| Presión máxima psi | 150 |
| Barra de presión máxima | 10.3 |
| Temperatura máxima ° C | 121 |
| Temperatura máxima ° F | 250 |
| Flujo gpm | 600 |
| Caudal m ³ / día | 136.35 |
| Tamaño de la bolsa | 2 |
| Dimensiones / Pesos | |
| Pulgada de entrada | Brida 8 DN |
| Pulgada de salida | Brida 8 DN |
| Profundidad de la cesta en pulgadas | 30 |

- [Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO