

## CARCASA DE FILTRO DE BOLSA MÚLTIPLE (MBV430-8-30-4-DN-4)



**SKU:** MBV430-8-30-4-DN-4 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Lenntech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido multibolsas
Presión máxima psi	150
Barra de presión máxima	10.3
Temperatura máxima ° C	121
Temperatura máxima ° F	250
Flujo gpm	600
Caudal m <sup>3</sup> / día	136.35
Tamaño de la bolsa	2
<b>Dimensiones / Pesos</b>	
Pulgada de entrada	Brida 4 DN
Pulgada de salida	Brida 4 DN
Profundidad de la cesta en pulgadas	30

- [Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO